

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILICONE FOR CHECKING FIT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- To check the fit of dental prosthetic appliances.
- Crown: margin, proximal surface, occlusal surface
- Precast post: fit of post
- Inlay: margin, proximal surface
- Denture: mucosal surface

CONTRAINDICATIONS

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

PRECAUTION

When extruding or mixing FIT CHECKER ADVANCED, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials which may delay or prevent setting: Catalyst for condensation silicone impression materials, polysulfide impression materials, eugenol materials, sulfur, latex, oil, acrylics, glycerol and spray-type or ointment-type topical surface anesthesia (e.g. lidocaine).

DIRECTIONS FOR USE

MIXING

TUBE

Squeeze out equal lengths of base and catalyst onto the mixing pad (1 cm for crown or inlay, 2-3 cm for partial denture, 3-4 cm for complete lower denture, 4-5 cm for complete upper denture). Mix thoroughly for 20 seconds.

Note:
 a. To extend working time, add retarder before mixing as shown in the table below. Retarder provided with FIT CHECKER or FIT CHECKER II CANNOT be used for FIT CHECKER ADVANCED.
 b. Continue squeezing tube until replacing the cap to avoid the air being sucked into the tube. Air in the tubes may cause solid-liquid separation.
 c. After use, close tubes with their original caps.

Number of drop of retarder to 5cm of base and catalyst	Working time	Minimum time in mouth
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

At 23°C, humidity 50%

CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING

1. Lift the release lever of GC CARTRIDGE DISPENSER II and pull the piston plunger all the way back into the dispenser. Lift the cartridge holder of the dispenser and load the cartridge, ensuring that the V-shaped notch on the flange of the cartridge is facing down. Push the cartridge holder down to hold the cartridge firmly in place.
 2. Lift the release lever and push the piston plunger forward until it engages into the cartridge.
 3. Remove the cartridge cap by rotating 1/4 turn counter-clockwise. Tilt the cap downward and peel it away from the cartridge. Gently squeeze the dispenser handle to extrude a small amount of material from the two openings at the end of the cartridge. Make sure that base and catalyst come out evenly.
 4. Align the V-shaped notch on the rim of the MIXING TIP II to the V-shaped notch between the cartridge barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise to the end of the cartridge. The dispenser is now ready for use.
 5. Squeeze the handle several times to extrude the material. After use, do not remove the MIXING TIP II as this will become the storage cap until next use. When replacing the MIXING TIP II, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn counter-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
 6. Remove the old mixing tip prior to next use. Before attaching a new tip, gently extrude a small amount of material to ensure that base and catalyst are flowing evenly from both openings. If the materials should fail to extrude, remove any hardened materials from the end of the cartridge.
 7. To replace the cartridge, lift the release lever and retract the piston plunger fully. Remove the empty cartridge by lifting the cartridge holder and load a new one into the dispenser.

FIT CHECKING

1. Apply the mixture to the internal surface of the prosthetic appliance and seat in the mouth. Working time is 1 minute from start of mix at 23°C (73.4°F). Hold in position for 1 minute until the material is set.
 2. Remove the prosthesis using a suitable instrument. Check the thickness of FIT CHECKER ADVANCED to assess the fit of the prosthesis. A suitable fit is shown by being uniformly covered with a thin film. If there is a spot where the film appears to be extremely thin or thick, it should be corrected using standard techniques.
 3. After assessment, remove the material and clean the prosthesis.
 Note:
 a. Do not use FIT CHECKER ADVANCED on the surface relieved with silicone based soft relining material as it would be difficult to remove.
 b. FIT CHECKER ADVANCED is highly flowable material. Care should be taken to ensure the material does not flow into the patient's throat.
 c. Avoid desication of tooth and surrounding tissue when applying FIT CHECKER ADVANCED.
 d. FIT CHECKER ADVANCED has unique chemistry that allows it to polymerize faster in the oral cavity than at room temperature. Therefore to determine setting, examine material in the mouth since material on bench will yield a false result.
 e. Higher temperatures shorten the working time and lower temperatures increase working time.

COLOR

White

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature away from direct sunlight (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Shelf life: 2 years from date of manufacture)

PACKAGES

1. Tube
 1-1 Pkg : 55g (42mL) base, 50g (42mL) catalyst, 3g retarder and mixing pads.
 2. Cartridge
 Two cartridge package: Cartridge 62g (48mL) x 2, MIXING TIP II S x 3, MIXING TIP II SS x 3

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove and flush with water.
 2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
 3. Do not mix FIT CHECKER ADVANCED with components of any other products.
 4. Avoid getting material on clothing as it is difficult to remove.
 5. Take care to avoid ingestion of the material.
 6. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

<http://www.gc-europe.com>
 or for The Americas
<http://www.gcamerica.com>

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTION

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised : 06/2016

Rx Only



'GC'

MANUFACTURED by
GC CORPORATION
76-1 Hasumina-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, JapanRESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasumina-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, JapanEU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interventlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00GC AMERICA LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528279GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1757 Botany Rd, Bankstown Meadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9301 9200

PRINTED IN JAPAN

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILIKON ZUR KONTROLLE DER PASSGENAUIGKEIT

Nur von zahnmedizinischem Fachpersonal für die angegebenen Indikationen zu verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Kontrolle der Passgenauigkeit von
 *Kronen : marginale, approximale und occlusale Flächen
 *Stiften : Abbindegenauigkeit des Stifts
 *Inlays : marginale, approximale Flächen
 *Prothesen : Schleimhaut

Kontraindikationen

In seltenen Fällen kann das Produkt Sensibilitäten auslösen. Wenn entsprechende Reaktionen auftreten, sollte das Produkt nicht weiter verwendet und ein Arzt aufgesucht werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Entnahme von FIT CHECKER ADVANCED sollte darauf geachtet werden, den Kontakt mit folgenden Materialien zu vermeiden, da die Vermischung mit diesen Materialien die Abbindegenauigkeit verlangsamen oder gar verhindern könnte: Katalysator für Kondensations-Silikon-Abformmaterialien, Polysulfid-Abformmaterialien, eugenolhaltige Materialien, Schwefel, Latex, Öl, Acrylates, Glycerol und spray-type or ointment-type topical surface anesthesia (z.B. Lidocaine).

DIRECTIONS FOR USE

MIXING

TUBE

Squeeze out equal lengths of base and catalyst onto the mixing pad (1 cm for crown or inlay, 2-3 cm for partial denture, 3-4 cm for complete lower denture, 4-5 cm for complete upper denture). Mix thoroughly for 20 seconds.

Note:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

w.

x.

y.

z.

aa.

bb.

cc.

dd.

ee.

ff.

gg.

hh.

ii.

jj.

kk.

ll.

mm.

nn.

oo.

pp.

qq.

rr.

ss.

tt.

uu.

vv.

ww.

xx.

yy.

zz.

aa.

bb.

cc.

dd.

ee.

ff.

gg.

hh.

ii.

jj.

kk.

ll.

mm.

nn.

oo.

pp.

qq.

rr.

ss.

tt.

uu.

vv.

ww.

xx.

yy.

zz.

aa.

bb.

cc.

dd.

ee.

ff.

gg.

hh.

ii.

jj.

kk.

ll.

mm.

nn.

oo.

pp.

qq.

rr.

ss.

tt.

uu.

vv.

ww.

xx.

yy.

zz.

aa.

bb.</div

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILICONE VOOR HET CONTROLEREN VAN DE PASVORM

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerde mensen.

TOEPASSINGEN

Voor het controleren van de pasvorm van:

• Kronen : randen, approximale en oclusuale vlakken.

• Gegeven kappen : pasvorm kap.

• Inlays : randen, approximale vlakken.

• Prothesen : mucosale vlakken.

CONTRA-INDICATIES

Bij sommige personen kan dit product overgevoeligheid veroorzaken.

Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

VOORZORGSMAASTREGELLEN

Bij het extruderen van FIT CHECKER ADVANCED moet vermenging en/of contact met de volgende materialen nauwlewend worden vermeden. Door deze materialen kan het uitharden worden vertraagd of voorkomen:

katalysator voor afdrukmaterialen van condensatiesiliconen, afdrukmaterialen van polysulfide, eugenol bevattende materialen, zwavel, latex, olie, acrylaten, glycerol, oppervlakteverdovingsmiddelen in spuitbus- of zelfvorm (bijv. lidocaïne).

GEBRUIKSAANWIJZING

MENGEN

TUBE

Deponeer gelijke strengen basis en catalysator op het mengblok (1 cm voor kroon of inlay, 2-3 cm voor partiële prothese, 3-4 cm voor een volledige onderprothese, 4-5 voor een volledige bovenprothese). Meng goed gedurende 20 seconden.

Opmerkingen:

a. Voor het verlengen van de verwerkingsstijd kan vertrager worden toegepast als hieronder aangegeven.

De vertrager welke wordt geleverd bij FIT CHECKER of FIT CHECKER II kan niet worden toegepast bij FIT CHECKER ADVANCED.

b. Hou de tube ingedrukt totdat de romp is teruggeplaatst om te voorkomen dat er lucht in de tube wordt gezogen, dit kan ontmenging van de inhoud veroorzaken.

c. Na gebruik, de tubes afsluiten met de daarvoor bestemde doppen.

Aantal druppels vertrager op 5 cm bases en katalysator.	Verwerkingsstijd	Minimumtijd in de mond
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	
5	1 min. 20 sec.	1 min.

Bij 23°C, vochtigheid 50%

CARTRIDGES LADEN EN DOSEREN

1. Druk de ontgrendelhendel van de GC CARTRIDGE DISPENSER II op een trek de plunger volledig terug. Klap de borgklep van de cartridgehouder omhoog en laad de cartridge en zorg ervoor dat de V-vormige inkeping in de flens van de cartridge omlaag is gericht. Sluit de borgklep om de cartridge te zekeren.

2. Druk de ontgrendelhendel omhoog en schuif de plunger naar voren tot in de cartridge.

3. Verwijder het dopje van de cartridge door deze een kwartslag tegen de klok in te draaien. Druk de hendel van de dispenser zachtjes in om een kleine hoeveelheid materiaal uit de openingen van de cartridge te spuiten.

Controleer of basismateriaal en katalysator is gelijkmatig uitgekomen.

4. Richt de V-vormige inkeping in de boring van de MENGAAL II op de V-vormige markering tussen de twee cartridgegeleiders. De mengnaald stevig aandraaien en de geleidende boring van de mengnaald, een kwartslag met de klok mee, vastdraaien. De dispenser is nu klaar voor gebruik.

5. Een aantal kerken de hendel overhalen om het materiaal te extruderen. Na gebruik de mengnaald NIET verwijderen daar deze tevens als afsluiting dienst totdat de cartridge opnieuw wordt gebruikt.

De mengnaald wordt verwijderd door de boring van de mengnaald tegen de klok in te draaien tot de V-vormige markering gelijk ligt met die op de cartridge.

De mengnaald iets na beneden kantelen en eraf trekken.

6. Verwijder de oude mengnaald en plaats een nieuwje direct voor hergebruik. Voordat een nieuw mengnaald wordt bevestigd sputten men een beetje basis- en katalysatormateriaal uit de openingen van de cartridge om te controleren of beiden gelijk uitstromen. Indien dit niet het geval is, maak dan de verstopte opening vrij van eventueel uitgehard materiaal.

7. Om de cartridge te vervangen duwt men de ontgrendelhendel omhoog en trekken men de plunger volledig naar achteren. Klap de borgklep omhoog, verwijder de cartridge en plaats een nieuwje in de dispenser.

PASVORM CONTROLE

1. Breng het mengsel aan in het prothetische hulpmiddel en plaats dit vervolgens in de mond. De verwerkingsstijd is 1 minuut vanaf het moment van mengen bij 23°C (73,4°F). Houd in positie gedurende 1 minuut totdat het materiaal is uitgehard.

2. Verwijder de voorziening met een daarvan geschikt instrument. Controleer de dikte van FIT CHECKER ADVANCED om de pasvorm vast te stellen. De pasvorm is volledig als een uniforme dunne film zichtbaar is. Als er een plek is waar de film extreem dun is, dan moet deze worden gecorrigeerd volgens standaard technieken.

3. Na beoordeling het materiaal verwijderen de prothetische voorziening reinigen:

a. Gebruik geen FIT CHECKER ADVANCED op oppervlakken die bedekt zijn met een silicone relining materiaal daar het daarna lastig te verwijderen is.

b. FIT CHECKER ADVANCED is zeer vloeibaar. Voorkom dat het materiaal in de keel van de patiënt loopt.

c. Voorkom uitdroging van de tanden en het omliggende tandvlees als FIT CHECKER ADVANCED wordt aangebracht.

d. Door de unieke chemische samenstelling van FIT CHECKER ADVANCED polymeriseert het materiaal sneller dan bij kamertemperatuur. Daarom moet in de mond worden getest of het materiaal is uitgehard. Testen op kamertemperatuur buiten de mond geeft verkeerde informatie.

e. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingsstijd in lagere temperaturen verlengen de verwerkingsstijd.

KLEUR

Wit

OPSLAG

Opslag op kamertemperatuur weg van direct zonlicht (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Houdbaarheid : 2 jaar vanaf de datum van fabricage).

VERPAKKINGEN

1. Tube 1-1 verpakking : 55g (42mL) basis, 50g (42mL) catalisator, 3g vertrager, mengblok

2. Cartridge Verpakking met twee cartridges : Cartridge 62g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II S x 3

WAARSCHUWING

1. In geval van contact met slijmvlies of huid, verwijder het materiaal en was met water.

2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen.

3. Meng FIT CHECKER ADVANCED niet met componenten van andere producten.

4. Voorkom dat het materiaal op kleding komt daar het zich lastig laat verwijderen.

5. Zorg ervoor dat het materiaal niet wordt ingerukt.

6. Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen, zoals handschoenen, mondmaskers en veiligheidsbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

<http://www.gc-europe.com>

of voor Amerika

<http://www.gcamerica.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASbare DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening : 06/2016

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILIKONE TIL KONTROL AF PASFORM

Materialet er udelukkende beregnet til tandlægebrug ved de anbefaede indikationer.

INDIKATIONERPasform-kontrol af
• Kroner : Kanter, approksimale- og oclusuale flader.
• Støtte stifter : Stiftens pasform.
• Indleg : Kanter og approksimale flader.
• Proteser : Pasform i relation til mucosa.**KONTRAINDIKATIONER**

I sjældne tilfælde, kan produktet forårsage irritation hos enkelte personer. Hvis dette ske, så afbryd brug af produktet øjeblikket og søg lægehjælp.

FORBEHOLD

Når FIT CHECKER ADVANCED blander, er det vigtigt at følgende materialer ikke kommer i kontakt eller blandes sammen med materialet, idet det kan forlænge eller forhindre afbindningen: Katalysatorstoffer til silikone aftryksmaterialer, polysulfid aftryksmaterialer, eugenolhaltige materialer, svovl, latex, olie, akrylat, glycerol og spray-typer eller salver til lokalanesestrerprodukt med innehåll av lidokain.

BRUGSANVISNING

BLANDING

TUBER

Pres en længder af base og katalysator ud på blandeblokken (1 cm til en krone eller et indleg, 2-3 cm til en delprotese, 3-4 cm til en hel under og 4-5 cm til en hel over). Bland omhyggeligt i 20 sekunder.

OBS

a. Arbejdstiden kan forlænges ved tilslætning af retarder inden blandingen. Aktivatoren som følger med FIT CHECKER eller FIT CHECKER II kan ikke anvendes til FIT CHECKER ADVANCED.

b. For at undgå at luftblæser (som separerer væske ud) suges ind i tuben, holdes trykket på tuben indtil hættet er sat på.

c. Efter brug lukkes begge tuber med tilhørende hætte.

Antal draber af aktivator til 5cm base og katalysator	Arbejdstid	Minimum tid i munnen
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	
5	1 min. 20 sec.	1 min.

Ved 23°C, luftfugtighed 50%

ISÆTNING OG DISPENSERING FRA ET NYT MAGASIN

1. Tryk udlosserget på GC CARTRIDGE DISPENSER II op imod stemplet og træk stemplet helt tilbage i dispenseren. Loft dispenseren og sæt magasinet i, således at det V-formede hak på magasinsets flange vender nedad. Tryk magasinholderen ned for at fastholde magasinet korrekt.

2. Tryk igen på udlosserget og skub stemplet helt ind mod magasinet.

3. Fjern hættet på magasinet ved at dreje den 1/4 omgang imod uret.

Vip hættet nedad og fjern den fra magasinet. Tryk forsigtigt på dispensershandtaget, så der presser lidt materiale ud af de 2 åbninger på magasinet. Base og katalysator skal komme jævn ud.

4. Tilpas det V-formede hak på kanten af MIXING TIP II med det V-formede hak på magasinet. Tryk blandespinden godt fast og drej den farvede manchet 1/4 omgang imod uret. Nu er det V-formede hak på blandespinden.

5. Tryk flere gange på handtaget, så der presses materiale ud. Efter brug, så kan MIXING TIP II efterlades som beskyttelseshætte indtil næste gang.

6. Den brugte blandespindel skal skifte med en ny, inden materialet anvendes igen. Inden den nye spids sættes på, skal man lige i gang med at kontrollere, at der kommer materiale ud af begge åbninger. Hvis dette er tilfældet, så fjernes det hårdte materiale, således at det nyt kan komme ud.

7. For at udskifte et magasin, så holdes udlosserget op imod stemplet og dette trækkes ud. Tag det tomme magasin ud ved at løfte magasinholderen op og herefter fjernes magasinet.

FIT CHECKING

1. Pålæg blandingen på indersiden af protesen og sæt den i munnen. Arbejdstid er 1 minut fra start af blanding ved 23°C (73,4°F). Hold protesen i position i 1 minut indtil materialet er harddet.

2. Fjern protesen. Kontroller tykkelsen af FIT CHECKER ADVANCED for at bedømme tilpassningen. En passende tykkelse er når den er dækket med en film over det øste af den. Hvis der er steder som er meget tynde eller tykke, skal det korrigeres ved at bruge en standard teknik.

3. Etter afsluttet kontrol skal materialet være tør og har påstået sig i sin avsæde plads.

4. Etter afsluttet kontrol skal materialet være tør og har påstået sig i sin avsæde plads.

5. Etter afsluttet kontrol skal materialet være tør og har påstået sig i sin avsæde plads.

6. Etter afsluttet kontrol skal materialet være tør og har påstået sig i sin avsæde plads.

7. Etter afsluttet kontrol skal materialet være tør og har påstået sig i sin avsæde plads.

8. Etter afsluttet kontrol skal materialet være tør og har påstået sig i sin avsæde plads.

9. Etter afsluttet kontrol skal materialet være tør og har påstået sig i sin avsæde plads.

10. Etter afsluttet kontrol skal materialet være tør og har påstået sig i sin avsæde plads.

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPE SILICON FOR CHECKING FIT

For use only by dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- To check the fit of dental prosthetic appliances.
- Coronary: cervical surface, occlusal surface
- Precious: post & post
- Inlay: margin, proximal surface
- Denture: mucosal surface

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.**PRECAUTION**
When extruding or mixing FIT CHECKER ADVANCED, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials which may delay or prevent setting: Catalyst for condensation silicone impression materials/polysiloxane impression materials, eugenol materials, sulfur, latex, oil, acrylicates, glycerol and spray-on/oil-in-monomer type topical surface anesthetics (e.g. lidocaine).**DIRECTIONS FOR USE****MIXING**

Select one equal lengths of base and catalyst onto the mixing pad (1 cm for crown or inlay, 2-3 cm for partial denture, 3-4 cm for complete lower denture, 4-5 cm for complete upper denture). Mix thoroughly for 20 seconds.

Note:
a. To extend the mixing time, add more retarder as shown in the table below. Retarder is provided with FIT CHECKER or FIT CHECKER II cannot be used for FIT CHECKER ADVANCED.
b. Continue squeezing tube until the cap to avoid the air being sucked into the tube. Air in the tubes may cause solid-liquid separation.
c. After use, close tubes with their original caps.

Number of drop of retarder to 5 cm of base and catalyst	Working time	Minimum time in mouth
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

At 23°C, humidity 50%

CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING

- Lift the release lever of GC CARTRIDGE DISPENSER II and pull the piston plunger all the way back into the dispenser. Lift the cartridge holder of the dispenser and load the cartridge, ensuring that the V-shaped notch at the front of the cartridge is facing down. Push the cartridge holder down so that the cartridge firmly in place.
- Lift the release lever and push the piston plunger forward until it engages with the cartridge.
- Remove the cartridge cap by rotating 1/4 turn counter-clockwise. Tilt the cartridge handle so that the dispensing tip is pointing towards the dispensing handle to extrude a small amount of material from the two openings at the end of the cartridge. Make sure that base and catalyst come out evenly.
- Align the V-shaped notch on the rim of the MIXING TIP II to the V-shaped notch between the cartridge barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise to the end of the cartridge. The dispenser is now ready for use.
- If not remove the MIXING TIP II as this will become the storage cap until next use. Replace the mixing tip of GC CARTRIDGE II, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn counter-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
- Remove the old mixing tip prior to next use. Before attaching a new tip, squeeze the handle several times to extrude the material. After use, do not remove the MIXING TIP II as this will become the storage cap until next use. Replace the mixing tip of GC CARTRIDGE II, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn counter-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
- Replace the cartridge, lift the release lever and retract the piston plunger fully. Remove the empty cartridge by lifting the cartridge holder and load a new one into the dispenser.

FIT CHECKING

1. Apply the mixture to the internal surface of the prosthetic appliance and seat in the mouth. Wait for 1 minute until the material is set.

2. Remove the prosthesis using a suitable instrument. Check the thickness of FIT CHECKER ADVANCED to assess the fit of the prosthesis.

A suitable fit is shown by being uniformly covered with a thin film. If there is a spot where the film appears to be extremely thin, it should be corrected using standard techniques.

3. After assessment, remove the material and clean the prosthesis.

Note:
a. Do not use FIT CHECKER ADVANCED on the surface refined with silicon based soft refining material as it would be difficult to remove.

b. FIT CHECKER ADVANCED is highly flowable material. Care should be taken to ensure the material does not flow into the patient's throat.

c. Avoid desiccation of tooth and surrounding tissue when applying FIT CHECKER ADVANCED.

d. FIT CHECKER ADVANCED has unique chemistry that allows it to polymerize faster in the oral cavity than at room temperature. Therefore to determine setting, examine material in the mouth since material on bench will yield a false result.

e. Higher temperatures shorten the working time and lower temperatures increase working time.

COLOR

White

STORAGE

Store at room temperature away from direct sunlight (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Shelf life: 2 years from date of manufacture)

PACKAGES

- 1 Pkg. 55g (42mL) base, 50g (42mL) catalyst, 3g retarder and mixing pads.
- Cartridge

Two cartridge package: Cartridge 62g (48mL) x 2, MIXING TIP II S x 3, MIXING TIP II SS x 3

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove and flush with water.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and medical attention.

3. Do not mix FIT CHECKER ADVANCED with components of any other products.

4. Avoid getting material on clothing as it is difficult to remove.

5. Take care to avoid ingestion of the material.

Last revised : 09/2014

Последняя редакция: 09/2014

FIT CHECKER™ ADVANCED
VPES SILIKON PRE KONTROLU PRESTROJI DOSADENIA

Určený na použitie výhradne v stomatologickéj praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE

- Pri kontrole pred a počas dosadenia protetických náhrad.
- Korunky: okraj, priľahavá povrch, okluzná povrch
- Prefabrikované čapy: presnosť dosadenia čapu
- Inlej: okraj, priľahavá povrch
- Zubné protezy: povrh sliznice

KONTRAINDIKÁCIE

V jediných prípadoch môže výrobok využiť v niektorých osob prečivenit. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekárku.

UPOZORNENIE

Pri využívaní FIT CHECKER ADVANCED sa treba vyhnúť miešaniu alebo kontaktu s nasledovnými materiálmi, ktorí by mohli spomaliť alebo zabrániť tuhnutiu: katalyzátor konvenčných silikonových odtačkových materiálov, polysulfidov odtačkových materiálov, materiály s obsahom eugenolu, síra, latex, oleyl, akrylaty, glycerol alebo lokálnu anestetiku vo forme spreja alebo masti (napr. lidokain).

NAVOD NA POUŽITIE**MIESANIE**

Vytlačte rovnaké množstvo bázy a katalyzátora na miešacie podložku (1 cm pre korunku alebo inlej, 2-3 cm pre častočnú smietanuľu náhradu, 3-4 cm pre celkovú dolnú protézu, 4-5 cm pre celkovú hornú protézu). Dôkladne premiešajte 20 sekúnd.

A. Ak chcete preroziť pracovnú dobu, tak pred zmiešaním pridať retardér, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

B. Retardér obsahuje v FIT CHECKER alebo FIT CHECKER II, nie je možné použiť pre FIT CHECKER ADVANCED.

C. Vytiahnite tubu a ochrana krytom, aby sa došlo k bezpečnej vzdialosti do tuby, pretože môže spôsobiť oddeľenie solútového systému.

d. Po používaní uzavrite tubu s ich pôvodnými viečkami.

Počet kvapiek

retardéra na 5cm bázy

a katalyzátora

0

1 min.

3

1 min. 10 sek.

5

1 min. 20 sek.